

V-005

ANASTÓMOSIS DOUDENO-ILEAL MANUAL, SIMPLIFICADA MEDIANTE SUTURA BARBADA

J.V. Ferrer Valls, A. Sanahuja Santafé, J.E. Pérez Folqués, N. Sáez Sapena, M. Mora Meliá

Clínica Obesitas, Valencia

Presentamos un vídeo de 7 minutos de duración, donde se muestra el uso de sutura tipo barbada, para la realización de una anastomosis doudeno-ileal, simplificando su ejecución.

La sutura se realiza en el siguiente orden:

1. 1ª capa posterior con sutura poliglicólico barbada de 12 cm, mediante sutura continua.
2. 2ª capas posterior con sutura poliglicólico barbada de 23 cm, y que se enlaza con 1ª capa posterior, mediante sutura continua.
3. 2ª capa anterior, de refuerzo, con sutura maxon de 3/0, mediante sutura continua.

La sutura barbada nos aporta:

- Evita que la sutura se destense al disminuir la tensión, y con ello el mantenimiento de la tensión permanente.
- Aporta estabilidad y seguridad técnica durante la ejecución.
- Facilita la los inicios y finales de los puntos; puede prescindirse de los nudos clásicos.
- Facilita el cierre cuidadoso de las esquinas de la sutura.
- Facilidad y simplicidad en la ejecución.
- La necesidad de asistencia es menor.

Desventaja de la sutura barbada:

- El hilo puede ser lesivo para el tejido, por el paso de las barbas.
- Obliga a una manipulación cuidadosa en la tracción; la tracción excesiva no tiene "marcha atrás", y podría causar isquemia tisular.
- En caso de error, debe cortarse el hilo **en el principio de la sutura continua** y retirarlo todo.
- En nuestra opinión, sólo debe utilizarse cuando ya se tiene experiencia en el manejo de hilos convencionales.